

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ UNIVERSELLES

Lentilles cosplay colorées 0.00D - sans correction visuelle - finalité esthétique non médicale

POINT IMPORTANT

La mention 0.00D signifie qu'il n'y a aucune correction de la vue. Toutefois, puisqu'elles sont posées directement sur l'œil, ces produits restent des lentilles de contact cosmétiques non correctrices au sens des règles de sécurité applicables.

Cette fiche est commune aux différentes couleurs et références de lentilles cosplay 0.00D vendues par Globalis OÜ. Elle complète, mais ne remplace pas, l'étiquetage et la notice du fabricant.

1. Usage prévu

- Usage esthétique ou cosplay uniquement : modification temporaire de l'apparence de l'iris.
- Aucune correction visuelle et aucun bénéfice médical revendiqué.
- Utiliser uniquement la référence, la couleur et la durée de port indiquées sur l'emballage du fabricant.

2. Vérifications avant utilisation

- Vérifier que l'emballage est intact, que la lentille est immergée dans sa solution et que la date d'expiration n'est pas dépassée.
- Lire les caractéristiques figurant sur l'emballage : diamètre, rayon de courbure, matériau, teneur en eau, durée maximale de port, durée d'utilisation et conditions de conservation.
- Ne pas utiliser une lentille endommagée, desséchée, déformée, sale, dont l'emballage fuit ou dont les informations de traçabilité sont absentes.

3. Ne pas utiliser dans les situations suivantes

- Œil rouge, irrité, douloureux, sec, infecté ou présentant un écoulement inhabituel.
- Allergie connue, inflammation autour de l'œil, rhume ou grippe avec gêne oculaire, maladie pouvant affecter les yeux.
- Utilisation de médicaments ou de gouttes ophtalmiques sans avis d'un professionnel de santé qualifié.
- Après une intervention oculaire récente ou en cas de doute sur l'aptitude au port de lentilles.

4. Pose et retrait

- Laver soigneusement les mains au savon, les rincer puis les sécher avec une serviette propre non pelucheuse avant toute manipulation.
- Manipuler chaque lentille avec le bout des doigts. Ne pas utiliser d'ongles longs, de pinces non prévues à cet effet ou d'objets pointus.
- Vérifier que la lentille n'est pas retournée avant la pose. Respecter la méthode indiquée par le fabricant.
- En cas de déplacement de la lentille, ne pas frotter l'œil. Cligner doucement, puis retirer la lentille avec des mains propres si elle ne se recentre pas.

RETIRER IMMÉDIATEMENT LA LENTILLE

Retirer immédiatement en cas de douleur, picotement, brûlure, démangeaison, sensation de corps étranger, larmolement excessif, sécrétions, rougeur, sécheresse importante, vision floue ou baisse de vision.

Si les symptômes persistent après le retrait, ne pas remettre la lentille et consulter rapidement un ophtalmologiste ou un professionnel de santé habilité.

5. Règles impératives pendant le port

- Ne jamais dormir avec les lentilles.
- Ne pas dépasser la durée maximale de port indiquée sur l'emballage. En l'absence d'information claire, ne pas utiliser le produit.
- Ne pas conduire, faire du vélo, utiliser une machine ou exercer une activité où une gêne visuelle ou une baisse de transmission de la lumière pourrait créer un danger.
- Ne pas porter les lentilles sous la douche, dans le bain, à la piscine, dans la mer ou pendant toute activité aquatique.
- Ne pas utiliser dans un environnement excessivement sec, poussiéreux, enfumé ou exposé à des aérosols.
- Ne pas partager les lentilles. Une lentille déjà utilisée ne doit jamais être portée par une autre personne.
- Éviter tout contact avec le maquillage, les sprays, la laque, les parfums ou autres aérosols. Poser les lentilles avant le maquillage et les retirer avant le démaquillage.

6. Nettoyage, désinfection et conservation

- Ne jamais nettoyer ou rincer les lentilles avec de l'eau du robinet, de l'eau minérale, de la salive ou une solution maison.
- Pour les lentilles réutilisables, utiliser uniquement une solution d'entretien pour lentilles de contact compatible et indiquée par le fabricant.
- Respecter intégralement la procédure de nettoyage, de rinçage, de désinfection et de conservation figurant sur la notice du fabricant et sur la solution d'entretien.
- Toujours utiliser une solution fraîche. Ne jamais réutiliser ou compléter une ancienne solution.
- Ne pas utiliser le blister d'origine comme étui de conservation entre deux utilisations, sauf indication explicite du fabricant.
- Respecter le nombre maximal de réutilisations et la durée de vie indiqués sur l'emballage. Une lentille à usage unique ne doit jamais être réutilisée.

7. Caractéristiques variables selon la référence

Élément	Source à consulter
Couleur / motif / effet cosplay	Étiquette et fiche produit de la référence
Diamètre et rayon de courbure	Emballage du fabricant
Matériau, pigments, teneur en eau, perméabilité à l'oxygène	Notice ou emballage du fabricant
Usage unique ou réutilisable	Symbole et instructions figurant sur l'emballage
Durée maximale de port et durée d'utilisation	Notice spécifique à la référence
Fabricant, lot, date d'expiration, opérateur responsable UE	Emballage et étiquetage du produit

TRAÇABILITÉ ET CONFORMITÉ

Cette fiche est un document complémentaire universel. Elle ne remplace pas la notice officielle, la déclaration de conformité, l'étiquetage, les informations du fabricant ou les données propres à chaque référence. Les informations spécifiques figurant sur l'emballage prévalent toujours.

8. Contact vendeur / distributeur

Globalis OÜ - N° d'immatriculation 17482305 - TVA EE102980112

Sepapaja tn 6, Lasnamäe linnaosa, 15551 Tallinn, Estonie - globalis.official@gmail.com

Fabricant et opérateur responsable UE : voir l'étiquetage de la référence concernée.